


# OKO

## EYE MASSAGER



### Instructions for Use

Please read carefully

*TensCare™*

## 01. Introduction

The Oko Eye Massager uses air pressure, vibration and hot compress cycle technology to massage the temples and key eye acupressure points. Massage of these points can help provide relief from eye fatigue, soothe headaches, reduce dark circles under the eyes, whilst also providing a relaxing affect to reduce anxiety, lower stress and assist falling to sleep.

Oko also has Bluetooth connection, allowing you to connect a device and play music through the eye massager. The device can be folded making it easy to travel with and features an integrated rechargeable battery. The eye massager is great for use at home, and also makes for an essential travel accessory.

## 02. Kit Contents

1 x Oko Eye Massager

1 x Type-C USB charging cable

1 x Instructions for use

## 03. Massage Technologies

- Air-pressure massage: the contraction and relaxation of air-pressure massages the key acupressure points around the eyes.
- Vibrating massage: simulates traditional massage techniques such as hammering and acupressure to massage key areas around the eyes.
- Hot compress: heat provides additional soothing sensation and can promote blood circulation in the ocular region.

## 04. Acupressure Points

Massage of the following acupressure points are considered to have numerous benefits.

### Zan Zhu Point

Relieves sinus congestion, itchy, watery or red eyes.



### Si Zhu Point

Soothes migraines and headaches relating to eye strain.

### Cheng Qi Point

Treats conjunctivitis, redness, swelling and pain in the eyes.



### Yang Bai Point

Reduces eye twitching and headaches.

### Yu Yao Point

Alleviates redness, swelling, pain and eyelids twitching.



## 05. How to Use

Before first use, ensure the battery is fully charged by connecting the eye massager to a power source using the Type-C USB charging cable provided.

1. Place the eye massager unit on your head, such that the headset covers your eyes.

If necessary, adjust the elastic headband to ensure a secure but comfortable fit.

**Warning:** Remove contact lenses before use.

2. Turn the device on by pressing the control button on the top right of the unit. This will immediately begin massage mode 1.
3. Press the control button to switch between the different massage modes. There are 5 different modes. Select the mode you find most soothing.

|   |                         |                                  |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Slow mode               | Air pressure and heat            |
| 2 | Vitality mode           | Air pressure, vibration and heat |
| 3 | Eye care mode           | Air pressure and vibration       |
| 4 | Pressure reduction mode | Air pressure                     |
| 5 | Sleep mode              | Heat                             |

4. We recommend using the eye massager for 15 minutes.
5. Turn off by holding the control button on the top of the unit.

## 06. Connecting Bluetooth

Oko Bluetooth is active at all times. To connect a device, search for available Bluetooth devices on the device you are trying to connect to the eye massager. The Eye Massager should appear as 'OKO'.



The eye massager will sound a “Bluetooth connected” alert once a device has been connected.

If you are not able to connect your device, Oka may already be connected to another device. Make sure you disconnect from other devices to connect to a new device.

## **07. Cleaning & Maintenance**

To clean the product, wipe with a damp cloth. Do not use volatile cleaning products.

Keep it in a dry and ventilated place.

Do not store it in a place exposed to direct sunlight, high temperature, or humidity.

## **08. Charging**

When the battery is low, the eye massager will beep 3 times.

When this happens, charge the unit by connecting the eye massager to a power source using the Type-C USB charging cable provided.

The charging indicator flashes during charging and remains on when it is fully charged.

A full charge takes approximately 2-3 hours.

The battery will last approximately 3.5-4.5 hours once fully charged.

The life of rechargeable batteries may be shortened when they are not used for a long time. It is recommended to fully charge the batteries at least once a month.

## 09. Cautions

Please read and understand all the instructions before using the product.

Please clean the fabric cushion using a damp cloth before use.

Do not permit use by persons unable to understand the instructions or persons with cognitive disabilities, i.e.; Alzheimer's disease or dementia.

Do not use if you have sensitive skin or if you are not sensitive to heat.

Not to be used by pregnant women, patients with heart disease, abnormal blood pressure, malignant tumours, cerebrovascular diseases and acute diseases or others under medical treatment.

Discontinue use immediately and consult a doctor if you feel unwell or experience any skin abnormalities during use.

Do not use if you have symptoms of eye disease or under medical supervision; not to be used by patients with previous eye surgery, glaucoma, cataracts, retinal detachment and other eye diseases.

Do not use in high heat, flammable, electromagnetic radiation and humid environments.

Never disassemble the product without permission. Protect the product from collision and water to avoid malfunction.

## 10. Warranty

The product is warranted to be free from manufacturing defects for 6 months from the date of purchase.

This warranty is void if the product is modified or altered, is subject to misuse or abuse; damaged in transit; lack of responsible care; is dropped; if the unit has been immersed in water; if damage occurs by reason of failure to follow the user manual; or if product repairs are



carried out without authority from TensCare Ltd.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the UK consumer Law. You are entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality.

**Before you send your unit for service please be sure to read the user manual and follow all the instructions.**

Should repair be needed within the warranty period, please return the device with the following details:

Name:

Address:

Telephone:

Email:

Date of Purchase:

Proof of Purchase:

**Returns should be sent to the following address:**

TensCare Ltd

9 Blenheim Road, Epsom, Surrey

KT19 9BE, U.K.

For more information, please call +44 (0) 1372 723 434.

## **11. Operating, Storage and Transport Conditions**

### **Normal working conditions**

Ambient temperature: +5°C to +40°C.

Relative humidity: ≤80%.

Atmospheric pressure: 86kPa~106kPa

## Conditions for transport and storage

Ambient temperature range: -20°C to +55°C

Relative humidity range: ≤93%

Atmospheric pressure range: 50 kPa - 106 kPa


## 12. Disposal

Please dispose of the product in strict accordance with the relevant municipal environmental protection regulations, otherwise, it may cause environmental pollution.

The built-in lithium batteries contain substances that may contaminate the environment and should be removed before disposal of the product.

Before disassembling the product and removing the lithium battery, be sure to turn off or disconnect the power.

To remove the lithium battery, proceed as shown below, and disassemble the product in the order of 1-5.



The lithium batteries should be disposed of safely and at a government-regulated location or recycling centre.

### 13. Technical Specification

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                 | Oko Eye Massager                                                                               |
| Charging voltage     | 5V  1000mA    |
| Battery ratings      | 3.7V  1450mAh |
| Battery life         | 3 years or 2,500 charge cycles                                                                 |
| Input power          | 5W                                                                                             |
| Packaging dimensions | 185x149x87mm                                                                                   |
| Net weight           | 326g                                                                                           |



**Shenzhen Pango Medical Electronics Co., LTD.**

No.25 Fenghuang Road, Xikeng Yicun Industrial Zone, Henggang Street,  
Longgang District, Shenzhen, China

## 01. Introducción

El Oko Eye Massager utiliza presión de aire, vibración y tecnología de ciclo de compresión caliente para masajear las sienes y los puntos clave de acupresión de los ojos. El masaje de estos puntos puede ayudar a proporcionar alivio de la fatiga ocular, calmar los dolores de cabeza, reducir las ojeras, mientras que también proporciona un efecto relajante para reducir la ansiedad, disminuir el estrés y ayudar a conciliar el sueño.

Oko también dispone de conexión Bluetooth, lo que permite conectar un dispositivo y reproducir música a través del masajeador ocular. El dispositivo se puede plegar, lo que facilita su transporte, y cuenta con una batería recargable integrada. El masajeador ocular es ideal para usar en casa y también es un accesorio de viaje esencial.

## 02. Contenido del kit

1 x Oko Eye Massager  
1 x Cable de carga USB tipo C  
1 x Instrucciones de uso

## 03. Tecnologías de masaje

- Masaje por presión de aire: la contracción y relajación de la presión de aire masajea los puntos clave de acupresión alrededor de los ojos.
- Masaje vibratorio: simula las técnicas de masaje tradicionales, como el martilleo y la acupresión, para masajear las zonas clave alrededor de los ojos.
- Compresa caliente: el calor proporciona una sensación calmante adicional y puede favorecer la circulación sanguínea en la región ocular.

## 04. Puntos de acupresión

Se considera que el masaje de los siguientes puntos de acupresión tiene numerosos beneficios.

### Punto Zan Zhu

Alivia la congestión de los senos nasales y el picor, lagrimeo o enrojecimiento de los ojos.



### Punto Si Zhu

Alivia las migrañas y los dolores de cabeza relacionados con la fatiga visual.

### Punto Cheng Qi

Trata la conjuntivitis, el enrojecimiento, la hinchazón y el dolor de ojos.



### Punto Yang Bai

Reduce las contracciones oculares y los dolores de cabeza.

### Punto Yu Yao

Alivia el enrojecimiento, la hinchazón, el dolor y las contracciones de los párpados.



## 05. Modo de empleo

Antes del primer uso, asegúrese de que la batería esté completamente cargada conectando el masajeador ocular a una fuente de alimentación mediante el cable de carga USB Tipo-C suministrado.

1. Colóquese la unidad de masaje ocular en la cabeza, de forma que el auricular cubra los ojos.

Si es necesario, ajuste la cinta elástica de la cabeza para garantizar un ajuste seguro pero cómodo.

**Advertencia:** Quítese las lentes de contacto antes de utilizarlo.

2. Encienda el aparato pulsando el botón de control situado en la parte superior derecha de la unidad. Esto iniciará inmediatamente el modo de masaje 1.
3. Pulse el botón de control para cambiar entre los distintos modos de masaje. Hay 5 modos diferentes. Seleccione el modo que le resulte más relajante.

|   |                              |                                        |
|---|------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Modo lento                   | Presión atmosférica y calor            |
| 2 | Modo vitalidad               | Presión atmosférica, vibración y calor |
| 3 | Modo de cuidado de los ojos  | Presión atmosférica y vibraciones      |
| 4 | Modo de reducción de presión | Presión del aire                       |
| 5 | Modo de reposo               | Calor                                  |

4. Se recomienda utilizar el masajeador de ojos durante 15 minutos.
5. Apague manteniendo pulsado el botón de control situado en la parte superior de la unidad.

## 06. Conexión Bluetooth

Oko Bluetooth está activo en todo momento. Para conectar un dispositivo, busque los dispositivos Bluetooth disponibles en el dispositivo que está intentando conectar al masajeador ocular. El masajeador ocular debería aparecer como "OKO".

El masajeador ocular emitirá una alerta de "Bluetooth conectado" una vez que se haya conectado un dispositivo.

Si no puedes conectar tu dispositivo, es posible que Oko ya esté conectado a otro dispositivo. Asegúrate de desconectarte de otros dispositivos para conectarte a uno nuevo.

## 07. Limpieza y mantenimiento

Para limpiar el producto, pásele un paño húmedo. No utilice productos de limpieza volátiles.

Guárdelo en un lugar seco y ventilado.

No lo guarde en un lugar expuesto a la luz solar directa, altas temperaturas o humedad.

## 08. Carga

Cuando la batería esté baja, el masajeador ocular emitirá 3 pitidos.

Cuando esto ocurra, carga la unidad conectando el masajeador ocular a una fuente de alimentación mediante el cable de carga USB de tipo C suministrado.

El indicador de carga parpadea durante la carga y permanece encendido cuando está completamente cargado.

Una carga completa tarda aproximadamente 2-3 horas.

La batería durará aproximadamente entre 3,5 y 4,5 horas una vez cargada por completo.

La vida útil de las pilas recargables puede acortarse si no se utilizan durante mucho tiempo. Se recomienda cargar completamente las pilas al menos una vez al mes.

## **09. Precauciones**

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

Limpie el cojín de tela con un paño húmedo antes de utilizarlo.

No permita que lo utilicen personas que no puedan comprender las instrucciones o personas con discapacidades cognitivas, es decir; enfermedad de Alzheimer o demencia.

No lo utilice si tiene la piel sensible o si no es sensible al calor.

No debe ser utilizado por mujeres embarazadas, pacientes con cardiopatías, tensión arterial anormal, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades agudas u otras personas bajo tratamiento médico.

Suspenda inmediatamente su uso y consulte a un médico si se siente indispuesto o experimenta cualquier anomalía cutánea durante su utilización.

No lo utilice si tiene síntomas de enfermedad ocular o bajo supervisión médica; no debe ser utilizado por pacientes con cirugía ocular previa, glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina y otras enfermedades oculares.

No utilizar en ambientes con altas temperaturas, inflamables, con radiaciones electromagnéticas y húmedos.

Nunca desmonte el producto sin permiso. Proteja el producto de colisiones y del agua para evitar fallos de funcionamiento.

## 10. Garantía

El producto está garantizado contra defectos de fabricación durante 6 meses a partir de la fecha de compra.

Esta garantía quedará anulada si el producto se modifica o altera, si se somete a un uso indebido o abusivo, si se daña durante el transporte, si no se cuida de forma responsable, si se deja caer, si la unidad se sumerge en agua, si se producen daños por no seguir las instrucciones del manual del usuario o si se realizan reparaciones del producto sin la autorización de TensCare Ltd. Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas bajo la Ley de consumo del Reino Unido. Usted tiene derecho a que las mercancías sean reparadas o reemplazadas si las mercancías no son de calidad aceptable.

**Antes de enviar su unidad al servicio técnico, asegúrese de leer el manual del usuario y seguir todas las instrucciones.**

Si fuera necesaria una reparación dentro del período de garantía, devuelva el aparato con los siguientes datos:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Email:

Fecha de compra:

Justificante de compra:

**Las devoluciones deben enviarse a la siguiente dirección:**

TensCare Ltd

9 Blenheim Road,

Epsom, Surrey

KT19 9BE, REINO UNIDO.

Para más información, llame al +44 (0) 1372 723 434.



## 11. Condiciones de funcionamiento, almacenamiento y transporte

### Condiciones normales de trabajo

Temperatura ambiente: +5°C a +40°C.

Humedad relativa: ≤80%.

Presión atmosférica: 86kPa~106kPa.

### Condiciones de transporte y almacenamiento

Rango de temperatura ambiente: -20°C a +55°C.

Rango de humedad relativa: ≤93%.

Rango de presión atmosférica: 50 kPa – 106 kPa

## 12. Eliminación


Por favor, deseche el producto siguiendo estrictamente la normativa municipal de protección del medio ambiente, de lo contrario, podría causar contaminación ambiental.

Las baterías de litio incorporadas contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente y deben retirarse antes de desechar el producto.

Antes de desmontar el producto y extraer la batería de litio, asegúrese de apagar o desconectar la alimentación.

Para extraer la batería de litio, proceda como se indica a continuación y desmonte el producto en el orden del 1 al 5.

Las baterías de litio deben desecharse de forma segura y en un lugar regulado por el gobierno o en un centro de reciclaje.



### 13. Especificaciones técnicas

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                          | Oko Eye Massager                                                                               |
| Tensión de carga                | 5V  1000mA    |
| Valores nominales de la batería | 3.7V  1450mAh |
| Duración de la batería          | 3 years or 2,500 charge cycles                                                                 |
| Potencia de entrada             | 5W                                                                                             |
| Dimensiones del embalaje        | 185x149x87mm                                                                                   |
| Peso neto                       | 326g                                                                                           |

## 01. Introduction

Le Masseur Oculaire Oko emploie à la fois la pression de l'air, la vibration et la technologie des cycles de compression chaude pour masser les tempes et les principaux points d'acupression des yeux. Le massage de ces points peut contribuer au soulagement de la fatigue oculaire, à l'apaisement des maux de tête, à la réduction des cernes sous les yeux, tout en procurant un effet relaxant pour réduire l'anxiété, diminuer le stress et faciliter l'endormissement.

Oko est équipé d'une connexion Bluetooth, permettant de connecter un appareil et d'écouter de la musique par l'intermédiaire du masseur oculaire. L'appareil est pliable, ce qui le rend facile à transporter, et il est doté d'une batterie rechargeable intégrée. Le masseur oculaire convient parfaitement à une utilisation à domicile et constitue également un accessoire de voyage essentiel.

## 02. Contenu du kit

1 x Masseur Oculaire Oko

1 x Câble de charge USB de type C

1 x Instructions d'utilisation

## 03. Technologies de Massage

- Massage par pression d'air : la contraction et la relaxation de la pression d'air permet de masser les points clés d'acupression autour des yeux.
- Massage vibrant : simule les techniques de massage traditionnelles telles que le martelage et l'acupression afin de masser les zones clés du contour des yeux.

- Compression chaude : la chaleur apporte une sensation d'apaisement supplémentaire et peut favoriser la circulation sanguine dans la région oculaire.

## 04. Points d'acupression

Le massage des points d'acupression suivants est considéré comme ayant de nombreux avantages.

### Point Zan Zhu

Soulage la congestion des sinus, les démangeaisons, les larmoiements ou les yeux rouges.



### Point Si Zhu

Apaise les migraines et les maux de tête liés à la fatigue oculaire.

### Point Cheng Qi

Traite la conjonctivite, la rougeur, le gonflement et la douleur des yeux.



### Point Yang Bai

Réduit les contractions des yeux et les maux de tête.

### Point Yu Yao

Atténue les rougeurs, les gonflements, les douleurs et les contractions des paupières.



## 05. Comment l'Utiliser

Avant la première utilisation, veillez à ce que la batterie soit complètement chargée en connectant le massEUR oculaire à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge USB de type C fourni.

1. Placez l'appareil de massage oculaire sur votre tête, de manière à ce que le casque couvre vos yeux.

Ajustez le bandeau élastique, si nécessaire, pour assurer un maintien sûr mais confortable.

**Avertissement :** Enlevez vos lentilles de contact avant l'utilisation.

2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de commande qui se trouve en haut à droite de l'appareil. Le mode de massage 1 s'enclenche immédiatement.
3. Appuyez sur le bouton de commande pour passer d'un mode de massage à l'autre. Il existe 5 modes différents. Sélectionnez le mode que vous trouvez le plus apaisant.

|   |                               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Mode lent                     | Pression d'air et chaleur            |
| 2 | Mode vitalité                 | Pression d'air, vibration et chaleur |
| 3 | Mode soin oculaire            | Pression d'air et vibration          |
| 4 | Mode réduction de la pression | Pression d'air                       |
| 5 | Mode sommeil                  | Chaleur                              |

4. Nous recommandons d'utiliser le massEUR oculaire pendant 15 minutes.
5. Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé le bouton de commande situé sur le dessus de l'appareil.

## 06. Connexion au Bluetooth

Oko Bluetooth est actif en permanence. Pour connecter un appareil, recherchez les appareils Bluetooth existants sur l'appareil que vous essayez de connecter au masseur oculaire. Le masseur oculaire apparaîtra sous le nom de "OKO".

Le masseur oculaire émettra une alerte "Bluetooth connecté" une fois qu'un appareil aura été connecté.

Lorsque vous ne parvenez pas à connecter votre appareil, il se peut qu'Oko soit déjà connecté à un autre appareil. Assurez-vous de vous déconnecter des autres appareils pour vous connecter à un nouvel appareil.

## 07. Nettoyage et Entretien

Vous pouvez nettoyer le produit à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage volatils.

Conservez l'appareil dans un endroit sec et ventilé.

Ne le stockez pas dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à l'humidité.

## 08. Chargement

Une fois la batterie déchargée, l'appareil de massage oculaire émet trois bips.

Dans ce cas, chargez l'appareil en le connectant à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge USB de type C fourni.

L'indicateur de charge clignote pendant la charge et reste allumé lorsqu'il est complètement chargé.

Une charge complète nécessite environ 2 à 3 heures.

L'autonomie de la batterie est d'environ 3,5 à 4,5 heures une fois qu'elle est complètement chargée.

L'autonomie des batteries rechargeables peut être réduite si elles ne sont pas utilisées sur une longue période. Il est recommandé de recharger complètement les batteries au moins une fois par mois.

## **09. Précautions**

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

Nettoyez le coussin en tissu à l'aide d'un chiffon humide avant de l'utiliser.

Ne pas autoriser l'utilisation du produit par des personnes incapables de comprendre les instructions ou souffrant de troubles cognitifs, tels que la maladie d'Alzheimer ou la démence.

Ne pas utiliser si vous avez la peau sensible ou si vous n'êtes pas sensible à la chaleur.

Ne pas utiliser chez les femmes enceintes, les patients souffrant de maladies cardiaques, d'anomalies de la tension artérielle, de tumeurs malignes, de maladies cérébrovasculaires et de maladies aiguës ou chez d'autres personnes sous traitement médical.

Cesser immédiatement l'utilisation et consulter un médecin en cas de malaise ou d'anomalie cutanée pendant l'utilisation.

Ne pas utiliser si vous présentez des symptômes de maladie oculaire ou sous surveillance médicale ; ne pas utiliser chez les patients ayant déjà subi une opération des yeux, souffrant de glaucome, de cataracte, de décollement de la rétine ou d'autres maladies oculaires.

Ne pas utiliser dans des environnements très chauds, inflammables, soumis à des radiations électromagnétiques ou humides.

Ne jamais démonter le produit sans autorisation. Pour éviter tout dysfonctionnement, protégez l'appareil des chocs et de l'eau.

## 10. Garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant 6 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie est nulle si le produit est modifié ou altéré, s'il est soumis à une mauvaise utilisation ou à un abus, s'il est endommagé pendant le transport, s'il manque de soin responsable, s'il est tombé, si l'unité a été immergée dans l'eau, si les dommages sont dus au non-respect du livret d'instructions écrites joint, ou si les réparations du produit sont effectuées sans l'autorisation de TensCare Ltd.

Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi britannique sur la protection des consommateurs. Vous avez le droit de faire réparer ou remplacer les biens si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable.

**Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation et suivre toutes les instructions avant d'envoyer votre appareil en réparation.**

Si une réparation se révèle nécessaire avant la fin de la période de garantie, veuillez renvoyer l'appareil avec les informations suivantes :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Date d'achat :

Preuve d'achat :

**Les retours doivent être envoyés à l'adresse suivante :**

TensCare Ltd

9 Blenheim Road, Epsom, Surrey

KT19 9BE, ROYAUME-UNI.

Pour plus d'informations, veuillez appeler le +44 (0) 1372 723 434.

## **11. Conditions de Fonctionnement, de Stockage et de Transport**

### **Conditions de fonctionnement normales**

Température ambiante : +5°C à +40°C.

Humidité relative : ≤80%.

Pression atmosphérique : 86kPa~106kPa

### **Conditions de transport et de stockage**

Plage de température ambiante : -20°C à +55°C

Plage d'humidité relative : ≤93%

Plage de pression atmosphérique : 50 kPa - 106 kPa

## **12. Elimination**


Veuillez mettre le produit au rebut conformément aux réglementations municipales en vigueur concernant la protection de l'environnement, faute de quoi il pourrait entraîner une pollution de l'environnement.

Les batteries au lithium intégrées renferment des substances susceptibles de polluer l'environnement et doivent être retirées avant la mise au rebut du produit.

Assurez-vous d'éteindre ou de déconnecter l'alimentation avant de démonter le produit et d'enlever la batterie au lithium.

La procédure à suivre pour retirer la batterie au lithium est la suivante :  
démontez le produit dans l'ordre de 1 à 5.

Les batteries au lithium doivent être mises au rebut en toute sécurité dans un lieu réglementé par le gouvernement ou dans un centre de recyclage.



### 13. Spécifications Techniques

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Nom                         | Oko Eye Massager                     |
| Tension de chargement       | 5V $\overline{\text{---}}$ 1000mA    |
| Puissance de la batterie    | 3.7V $\overline{\text{---}}$ 1450mAh |
| Durée de vie de la batterie | 3 ans ou 2 500 cycles de charge      |
| Puissance d'entrée          | 5W                                   |
| Dimensions de l'emballage   | 185x149x87mm                         |
| Poids net                   | 326g                                 |

## 01. Einführung

Das Oko Augenmassagegerät massiert mit Luftdruck, Vibration und heißer Kompression die Schläfen und die wichtigsten Akupressurpunkte der Augen. Die Massage dieser Punkte kann dazu beitragen, die Müdigkeit der Augen zu lindern, Kopfschmerzen zu beruhigen, dunkle Augenringe zu reduzieren und gleichzeitig eine entspannende Wirkung zu erzielen, die Ängste und Stress abbaut und das Einschlafen erleichtert.

Oko verfügt auch über eine Bluetooth-Verbindung, so dass Sie ein Gerät anschließen und Musik über das Augenmassagegerät abspielen können. Das Gerät lässt sich zusammenklappen, so dass Sie es leicht mitnehmen können, und verfügt über einen integrierten Akku. Das Augenmassagegerät eignet sich hervorragend für die Verwendung zu Hause, ist aber auch ein unverzichtbares Reisezubehör.

## 02. Inhalt des Kits

1 x Oko Augenmassagegerät

1 x Typ-C USB-Ladekabel

1 x Gebrauchsanweisung

## 03. Massage Technologien

- **Luftdruckmassage:** Das Zusammenziehen und Entspannen des Luftdrucks massiert die wichtigen Akupressurpunkte rund um die Augen.
- **Vibrationsmassage:** simuliert traditionelle Massagetechniken wie Hämmern und Akupressur, um die wichtigen Bereiche um die Augen zu massieren.

- Heiße Kompresse: Wärme sorgt für ein zusätzliches beruhigendes Gefühl und kann die Blutzirkulation in der Augenregion fördern.

## 04. Akupressur Punkte

Der Massage der folgenden Akupressurpunkte werden zahlreiche Vorteile zugeschrieben.

### Zan Zhu Punkt

Hilft bei verstopften Nebenhöhlen, juckenden, tränenden oder roten Augen.



### Si Zhu Punkt

Lindert Migräne und augenbedingte Kopfschmerzen.

### Cheng Qi Punkt

Behandelt Bindehautentzündungen, Rötungen, Schwellungen und Schmerzen in den Augen.



### Yang Bai Punkt

Reduziert Augenzucken und Kopfschmerzen.

### Yu Yao Punkt

Lindert Rötungen, Schwellungen, Schmerzen und Augenlidzuckungen.



## 05. Anwendung

Vergewissern Sie sich vor der ersten Verwendung, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, indem Sie das Augenmassagegerät mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel Typ-C an eine Stromquelle anschließen.

1. Setzen Sie das Augenmassagegerät so auf Ihren Kopf, dass das Headset Ihre Augen bedeckt.

Passen Sie bei Bedarf das elastische Kopfband an, um einen sicheren, aber bequemen Sitz zu gewährleisten.

**Warnung:** Nehmen Sie die Kontaktlinsen vor der Anwendung heraus.

2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Bedientaste oben rechts auf dem Gerät drücken. Dadurch wird sofort der Massagemodus 1 gestartet.
3. Drücken Sie die Steuertaste, um zwischen den verschiedenen Massagemodi zu wechseln. Es gibt 5 verschiedene Modi. Wählen Sie den Modus, den Sie am wohlthuendsten finden.

|   |                        |                                |
|---|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Langsam-Modus          | Luftdruck und Wärme            |
| 2 | Vitalitätsmodus        | Luftdruck, Vibration und Wärme |
| 3 | Augenpflege-Modus      | Luftdruck und Vibration        |
| 4 | Druckreduzierungsmodus | Luftdruck                      |
| 5 | Schlafmodus            | Wärme                          |

4. Wir empfehlen, das Augenmassagegerät 15 Minuten lang anzuwenden.
5. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Bedienknopf auf der Oberseite des Geräts gedrückt halten.

## 06. Bluetooth-Verbindung herstellen

Oko Bluetooth ist jederzeit aktiv. Um ein Gerät zu verbinden, suchen Sie auf dem Gerät, das Sie mit dem Augenmassagegerät verbinden möchten, nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Das Augenmassagegerät sollte als 'OKO' erscheinen.

Das Augenmassagegerät gibt einen Warnton aus, sobald es mit einem Gerät verbunden worden ist.

Wenn Sie Ihr Gerät nicht verbinden können, ist Oko möglicherweise bereits mit einem anderen Gerät verbunden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung zu anderen Geräten trennen, um eine Verbindung zu einem neuen Gerät herzustellen.

## 07. Reinigung & Pflege

Um das Produkt zu reinigen, wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel.

Bewahren Sie es an einem trockenen und belüfteten Ort auf.

Bewahren Sie es nicht an einem Ort auf, der direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

## 08. Aufladen

Wenn die Batterie schwach ist, piept das Augenmassagegerät 3 Mal.

Wenn dies geschieht, laden Sie das Gerät auf, indem Sie das Augenmassagegerät mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel Typ-C an eine Stromquelle anschließen.

Die Ladeanzeige blinkt während des Ladevorgangs und bleibt an, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2-3 Stunden.

Der Akku hält etwa 3,5–4,5 Stunden, wenn er vollständig aufgeladen ist. Die Lebensdauer von wiederaufladbaren Batterien kann sich verkürzen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden. Es wird empfohlen, die Batterien mindestens einmal pro Monat vollständig aufzuladen.

## **09. Vorsicht**

Bitte lesen und verstehen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bitte reinigen Sie das Stoffkissen vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch.

Erlauben Sie Personen, die die Anweisungen nicht verstehen können, oder Personen mit kognitiven Einschränkungen, z.B. Alzheimer oder Demenz, nicht die Benutzung.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie empfindliche Haut haben oder wenn Sie nicht hitzeempfindlich sind.

Nicht geeignet für Schwangere, Patienten mit Herzkrankheiten, abnormalem Blutdruck, bösartigen Tumoren, zerebrovaskulären Erkrankungen und akuten Krankheiten oder anderen Personen in ärztlicher Behandlung.

Brechen Sie die Anwendung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie sich unwohl fühlen oder während der Anwendung Hautanomalien auftreten.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie Symptome einer Augenerkrankung haben oder unter ärztlicher Aufsicht stehen. Es darf nicht von Patienten mit früheren Augenoperationen, Glaukom, Katarakten, Netzhautablösungen und anderen Augenerkrankungen verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei großer Hitze, in entflammbarer Umgebung, bei elektromagnetischer Strahlung und in feuchter Umgebung.

Zerlegen Sie das Produkt niemals ohne Genehmigung. Schützen Sie das Produkt vor Stößen und Wasser, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

## 10. Garantie

Dieses Gerät hat ab Kaufdatum eine 6-Monate-Garantie auf Herstellerschäden.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt modifiziert oder verändert wurde, wenn es missbräuchlich verwendet oder missbraucht wurde, wenn es beim Transport beschädigt wurde, wenn es durch mangelnde Sorgfalt beschädigt wurde, wenn es heruntergefallen ist, wenn das Gerät in Wasser getaucht wurde, wenn es durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs beschädigt wurde oder wenn Produktreparaturen ohne Genehmigung von TensCare Ltd. durchgeführt wurden.

Unsere Produkte sind mit einer Garantie ausgestattet, die nicht vom britischen Verbrauchergesetz ausgeschlossen werden kann. Sie haben das Recht auf eine Reparatur oder einen Ersatz, wenn sich das Produkt nicht in annehmbarer Qualität befindet.

**Bevor Sie Ihr Gerät zur Wartung einschicken, lesen Sie bitte unbedingt das Benutzerhandbuch und befolgen Sie alle Anweisungen.**

Sollte innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur erforderlich sein, senden Sie das Gerät bitte mit den folgenden Angaben ein:

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Datum des Kaufs:

Kaufnachweis:

**Rücksendungen sollten an die folgende Adresse gesendet werden:**

TensCare Ltd

9 Blenheim Road, Epsom, Surrey

KT19 9BE, U.K.

Für weitere Informationen rufen Sie bitte +44 (0) 1372 723 434 an.

## **11. Betriebs-, Lager- und Transportbedingungen**

### **Normale Arbeitsbedingungen**

Umgebungstemperatur: +5°C bis +40°C.

Relative Luftfeuchtigkeit: ≤80%.

Atmosphärischer Druck: 86kPa~106kPa

### **Bedingungen für Transport und Lagerung**

Nenntemperaturbereich: -20°C bis +55°C

Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: ≤93%.

Atmosphärischer Druck: 50 kPa – 106 kPa

## **12. Entsorgung**

Bitte entsorgen Sie das Produkt unter strikter Einhaltung der einschlägigen kommunalen Umweltschutzbestimmungen, da es sonst zu Umweltverschmutzungen kommen kann.


Die eingebauten Lithiumbatterien enthalten Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können und sollten vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden.



Bevor Sie das Gerät zerlegen und die Lithiumbatterie herausnehmen, müssen Sie es ausschalten oder vom Stromnetz trennen.

Um die Lithiumbatterie zu entfernen, gehen Sie wie unten gezeigt vor und zerlegen das Produkt in der Reihenfolge von 1-5.

Entsorgen Sie die Lithiumbatterien sicher und an einem staatlich regulierten Ort oder in einem Recyclingzentrum.



### 13. Technical Specification

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                     | Oko Eye Massager                                                                                 |
| Ladespannung             | 5V  1000mA      |
| Batteriekapazität        | 3.7V  1450mAh |
| Lebensdauer der Batterie | 3 Jahre oder 2.500 Ladezyklen                                                                    |
| Eingangsleistung         | 5W                                                                                               |
| Verpackungsmaße          | 185x149x87mm                                                                                     |
| Nettogewicht             | 326g                                                                                             |

## 01. Introduzione

Il massaggiatore per gli occhi Oki utilizza la tecnologia a pressione d'aria, vibrazioni e cicli di impacchi caldi per massaggiare le tempie e i punti chiave di agopressione degli occhi. Il massaggio di questi punti può contribuire a dare sollievo all'affaticamento degli occhi, a calmare il mal di testa, a ridurre le occhiaie e ad avere un effetto rilassante per ridurre l'ansia, lo stress e favorire l'addormentamento.

Oki dispone anche di connessione Bluetooth, che consente di collegare un dispositivo e di riprodurre musica attraverso il massaggiatore oculare. Il dispositivo può essere ripiegato per facilitarne il trasporto e dispone di una batteria ricaricabile integrata. Il massaggiatore oculare è ideale per l'uso a casa, ma è anche un accessorio essenziale per i viaggi.

## 02. Contenuto del kit

1 x Massaggiatore per occhi Oki

1 cavo di ricarica USB Type-C

1 x Istruzioni per l'uso

## 03. Tecnologie di massaggio

- Massaggio ad aria: la contrazione e il rilassamento dell'aria massaggiano i punti chiave dell'agopressione intorno agli occhi.
- Massaggio vibrante: simula le tecniche di massaggio tradizionali, come il martellamento e la digitopressione, per massaggiare le zone chiave del contorno occhi.
- Impacco caldo: il calore fornisce un'ulteriore sensazione lenitiva e può favorire la circolazione sanguigna nella regione oculare.

## 04. Punti di agopressione

Si ritiene che il massaggio dei seguenti punti di agopressione abbia numerosi benefici.

### Punto Zan Zhu

Allevia la congestione sinusale, il prurito, la lacrimazione o l'arrossamento degli occhi.



### Punto Si Zhu

Lenisce l'emicrania e il mal di testa legato all'affaticamento degli occhi.

### Punto Cheng Qi

Tratta la congiuntivite, l'arrossamento, il gonfiore e il dolore agli occhi.



### Punto Yang Bai

Riduce le contrazioni oculari e il mal di testa.

### Punto Yu Yao

Allevia il rossore, il gonfiore, il dolore e le contrazioni delle palpebre.



## 05. Come si usa

Prima del primo utilizzo, assicurarsi che la batteria sia completamente carica collegando il massaggiatore oculare a una fonte di alimentazione tramite il cavo di ricarica USB Type-C in dotazione.

1. Posizionare l'unità di massaggio oculare sulla testa, in modo che le cuffie coprano gli occhi.

Se necessario, regolare l'archetto elastico per garantire una vestibilità sicura ma confortevole.

**Avvertenza:** Rimuovere le lenti a contatto prima dell'uso.

2. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di controllo in alto a destra. In questo modo si avvia immediatamente la modalità di massaggio 1.
3. Premere il pulsante di controllo per passare da una modalità di massaggio all'altra. Sono disponibili 5 modalità diverse. Selezionare la modalità più rilassante.

|   |                              |                                          |
|---|------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Modalità lenta               | Pressione dell'aria e calore             |
| 2 | Modalità vitalità            | Pressione dell'aria, vibrazioni e calore |
| 3 | Modalità cura degli occhi    | Pressione e vibrazione dell'aria         |
| 4 | Modalità riduzione pressione | Pressione dell'aria                      |
| 5 | Modalità riposo              | Calore                                   |

4. Si consiglia di utilizzare il massaggiatore oculare per 15 minuti.
5. Spegnerlo tenendo premuto il pulsante di controllo sulla parte superiore dell'unità.

## **06. Collegamento del Bluetooth**

Oko Bluetooth è sempre attivo. Per collegare un dispositivo, cercare i dispositivi Bluetooth disponibili sul dispositivo che si sta cercando di collegare al massaggiatore oculare. Il massaggiatore oculare dovrebbe apparire come 'OKO'.

Una volta collegato un dispositivo, il massaggiatore oculare emette un avviso di "Bluetooth connesso".

Se non si riesce a collegare il dispositivo, Oko potrebbe essere già connesso a un altro dispositivo. Assicuratevi di disconnettervi dagli altri dispositivi per connettervi a un nuovo dispositivo.

## **07. Pulizia e manutenzione**

Per pulire il prodotto, passare un panno umido. Non utilizzare prodotti di pulizia volatili.

Conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

Non conservarlo in un luogo esposto alla luce diretta del sole, a temperature elevate o all'umidità.

## **08. Ricarica**

Quando la batteria è scarica, il massaggiatore oculare emette 3 segnali acustici.

In questo caso, caricare l'unità collegando il massaggiatore oculare a una fonte di alimentazione con il cavo di ricarica USB Type-C in dotazione.

L'indicatore di carica lampeggia durante la carica e rimane acceso quando la carica è completa.

Una carica completa richiede circa 2-3 ore.

La batteria dura circa 3,5-4,5 ore una volta completamente carica.

La durata delle batterie ricaricabili può ridursi se non vengono utilizzate per lungo tempo. Si consiglia di ricaricare completamente le batterie almeno una volta al mese.

## **09. Attenzione**

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Prima dell'uso, pulire il cuscino in tessuto con un panno umido.

Non consentire l'uso a persone non in grado di comprendere le istruzioni o a persone con disabilità cognitive, come ad esempio il morbo di Alzheimer o la demenza.

Non utilizzare se si ha la pelle sensibile o se non si è sensibili al calore.

Non deve essere utilizzato da donne in gravidanza, pazienti con malattie cardiache, pressione sanguigna anormale, tumori maligni, malattie cerebrovascolari e malattie acute o altri soggetti sottoposti a trattamento medico.

Interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico in caso di malessere o di anomalie cutanee durante l'uso.

Non utilizzare in presenza di sintomi di malattie oculari o se sotto controllo medico; non deve essere utilizzato da pazienti con precedenti interventi chirurgici agli occhi, glaucoma, cataratta, distacco della retina e altre malattie oculari.

Non utilizzare in ambienti ad alto calore, infiammabili, con radiazioni elettromagnetiche e umidi.

Non smontare mai il prodotto senza autorizzazione. Proteggere il prodotto da urti e acqua per evitare malfunzionamenti.

## 10. Garanzia

Questo prodotto è garantito esente da difetti di fabbricazione per 6 mesi dalla data di acquisto.

La presente garanzia decade se il prodotto viene modificato o alterato, se è soggetto ad uso improprio o abuso, se viene danneggiato durante il trasporto, se non viene prestata la dovuta attenzione, se l'unità è stata immersa in acqua, se si verifica un danno a causa della mancata osservanza del libretto di istruzioni scritto allegato o se le riparazioni del prodotto vengono effettuate senza l'autorizzazione della TensCare Ltd.

I nostri prodotti vengono forniti con garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge britannica sui consumatori. Avete il diritto di far riparare o sostituire la merce se la merce non è di qualità accettabile.

**Prima di inviare l'apparecchio in assistenza, assicurarsi di leggere il manuale d'uso e di seguire tutte le istruzioni.**

In caso di riparazione entro il periodo di garanzia, si prega di restituire l'apparecchio con i seguenti dati:

Nome:

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Data di acquisto:

Prova d'acquisto:

**I resi devono essere inviati al seguente indirizzo:**

TensCare Ltd

9 Blenheim Road, Epsom, Surrey

KT19 9BE, REGNO UNITO.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +44 (0) 1372 723 434.

## **11. Condizioni di funzionamento, stoccaggio e trasporto**

### **Condizioni di lavoro normali**

Temperatura ambiente: Da +5°C a +40°C.

Umidità relativa: ≤80%.

Pressione atmosferica: 86kPa~106kPa

### **Condizioni di trasporto e stoccaggio**

Intervallo di temperatura ambiente: da -20°C a +55°C

Intervallo di umidità relativa: ≤93%

Intervallo di pressione atmosferica: 50 kPa - 106 kPa

## **12. Smaltimento**


Si prega di smaltire il prodotto rispettando rigorosamente le normative comunali in materia di tutela ambientale, altrimenti potrebbe causare inquinamento ambientale.

Le batterie al litio integrate contengono sostanze che possono contaminare l'ambiente e devono essere rimosse prima dello smaltimento del prodotto.

Prima di smontare il prodotto e rimuovere la batteria al litio, assicurarsi di spegnere o scollegare l'alimentazione.

Per rimuovere la batteria al litio, procedere come indicato di seguito e smontare il prodotto nell'ordine 1-5.

Le batterie al litio devono essere smaltite in modo sicuro e in un luogo o centro di riciclaggio regolamentato dal governo.



### 13. Specifiche tecniche

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                   | Oko Eye Massager                                                                               |
| Tensione di carica     | 5V  1000mA    |
| Valori della batteria  | 3.7V  1450mAh |
| Durata della batteria  | 3 anni o 2.500 cicli di carica                                                                 |
| Potenza in ingresso    | 5W                                                                                             |
| Dimensioni imballaggio | 185x149x87mm                                                                                   |
| Peso netto             | 326g                                                                                           |

## 01. 介绍

Oko眼部按摩仪采用气压、振动和热敷循环技术，按摩太阳穴和眼部关键穴位。按摩这些穴位可以帮助缓解眼疲劳，缓解头痛，减少黑眼圈，同时还提供放松的效果，以减少焦虑，降低压力，帮助入睡。

Oko还有蓝牙连接功能，可以连接设备，通过眼部按摩器播放音乐。该设备可以折叠，便于携带，并配有集成充电电池。这款眼部按摩器非常适合在家里使用，也可以作为必不可少的旅行配件。

## 02. 包装内含

1 台 Oko眼部按摩仪

1根Type-C USB充电线

1份使用说明

## 03. 按摩技术

- 气压按摩：对眼周关键穴位进行收缩和放松的气压按摩。
- 振动按摩：模拟传统的按摩技术，如锤击和指压按摩眼睛周围的关键区域。
- 热敷：热敷能提供额外的舒缓感，并能促进眼部血液循环。



## 04. 穴位

按摩以下穴位被认为有许多好处。

### 攒足穴

缓解鼻窦充血，瘙痒，流泪或眼睛红肿



### 丝竹空穴

缓解眼部疲劳引起的偏头痛和头痛。

### 承泣穴

治疗结膜炎，红肿和眼睛疼痛。



### 阳白穴

减少眼睛抽搐和头痛。

### 鱼腰穴

缓解红肿、疼痛及眼皮抽搐。



## 05. 如何使用

首次使用前，使用提供的Type-C USB充电线将眼部按摩器连接到电源，确保电池充满电。

1. 将眼部按摩器放在头上，使耳机盖住眼睛。

如有必要，可调整弹性头带，以确保佩戴安全但舒适。

**警告：**使用前请摘下隐形眼镜。

2. 按下设备右上角的控制按钮，打开设备。这将立即开始按摩模式1。

3. 按下控制按钮，在不同的按摩模式之间切换。有5种不同的模式。选择您觉得最舒缓的模式。

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| 1 | 慢速模式   | 空气压力和热量  |
| 2 | 活力模式   | 气压、振动和热量 |
| 3 | 眼部护理模式 | 气压和振动    |
| 4 | 减压模式   | 空气压力     |
| 5 | 睡眠模式   | 加热       |

4. 我们建议使用眼部按摩器15分钟。

5. 按住装置顶部的控制按钮关闭。

## 06. 连接蓝牙

Oko蓝牙始终处于活动状态。要连接设备，请在您试图连接到眼部按摩器的设备上搜索可用的蓝牙设备。眼部按摩器应显示为“OKO”。

连接设备后，眼部按摩器将发出“蓝牙连接”警报。

如果您无法连接您的设备，Oko可能已经连接到另一个设备。请确保断开与其他设备的连接以连接到新设备。



## 07. 清洁和维护

要清洁产品，请用湿布擦拭。不要使用挥发性清洁产品。

将其存放在干燥通风的地方。

不要将其存放在阳光直射、高温或潮湿的地方。

## 08. 充电

当电池电量不足时，眼部按摩器会发出3次嘟嘟声。

当这种情况发生时，使用提供的Type-C USB充电线将眼部按摩器连接到电源，为设备充电。

充电指示灯在充电过程中闪烁，充满电后保持亮起。

充满电大约需要2-3个小时。

电池充满电后将持续约3.5-4.5小时。

当长时间不使用时，可充电电池的寿命可能会缩短。建议每月至少给电池充满一次电。

## 09. 注意事项

在使用本产品之前，请阅读并理解所有说明。

使用前请用湿布清洁织物垫。

不允许无法理解说明书的人或有认知障碍的人使用，例如阿尔茨海默病或痴呆症。

如果你的皮肤敏感或对热不敏感，就不要使用。

孕妇、心脏病、血压异常、恶性肿瘤、脑血管疾病和急性疾病患者或其他正在接受治疗的患者不得使用。

如果您在使用过程中感到不适或出现任何皮肤异常，请立即停止使用并咨询医生。

如果您有眼病症状或在医疗监督下，请不要使用；既往有眼科手术、青光眼、白内障、视网膜脱离等眼病的患者不得使用。



## 01. 介绍

Oko眼部按摩仪采用气压、振动和热敷循环技术，按摩太阳穴和眼部关键穴位。按摩这些穴位可以帮助缓解眼疲劳，缓解头痛，减少黑眼圈，同时还提供放松的效果，以减少焦虑，降低压力，帮助入睡。

Oko还有蓝牙连接功能，可以连接设备，通过眼部按摩器播放音乐。该设备可以折叠，便于携带，并配有集成充电电池。这款眼部按摩器非常适合在家里使用，也可以作为必不可少的旅行配件。

## 02. 包装内含

1 台 Oko眼部按摩仪

1根Type-C USB充电线

1份使用说明

## 03. 按摩技术

- 气压按摩：对眼周关键穴位进行收缩和放松的气压按摩。
- 振动按摩：模拟传统的按摩技术，如锤击和指压按摩眼睛周围的关键区域。
- 热敷：热敷能提供额外的舒缓感，并能促进眼部血液循环。

## 04. 穴位

按摩以下穴位被认为有许多好处。

## 05. 如何使用

首次使用前，使用提供的Type-C USB充电线将眼部按摩器连接到电源，确保电池充满电。

1. 将眼部按摩器放在头上，使耳机盖住眼睛。

如有必要，可调整弹性头带，以确保佩戴安全但舒适。

警告：使用前请摘下隐形眼镜。

2. 按下设备右上角的控制按钮，打开设备。这将立即开始按摩模式1。
3. 按下控制按钮，在不同的按摩模式之间切换。有5种不同的模式。选择您觉得最舒缓的模式。

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| 1 | 慢速模式   | 空气压力和热量  |
| 2 | 活力模式   | 气压、振动和热量 |
| 3 | 眼部护理模式 | 气压和振动    |
| 4 | 减压模式   | 空气压力     |
| 5 | 睡眠模式   | 加热       |

4. 我们建议使用眼部按摩器15分钟。
5. 按住装置顶部的控制按钮关闭。

## 06. 连接蓝牙

Oko蓝牙始终处于活动状态。要连接设备，请在您试图连接到眼部按摩器的设备上搜索可用的蓝牙设备。眼部按摩器应显示为“OKO”。

连接设备后，眼部按摩器将发出“蓝牙连接”警报。

如果您无法连接您的设备，Oko可能已经连接到另一个设备。请确保断开与其他设备的连接以连接到新设备。

## 07. 清洁和维护

要清洁产品，请用湿布擦拭。不要使用挥发性清洁产品。

将其存放在干燥通风的地方。

请勿在高温、易燃、电磁辐射和潮湿环境中使用。

未经允许，不得拆卸产品。保护产品不受碰撞和水的影响，避免出现故障。

## 10. 保修

该产品保证自购买之日起6个月内无制造缺陷。

如果产品被修改或更改、被滥用或滥用，则本保修无效；运输途中受损；缺乏负责的护理；被丢弃；如果机组已浸入水中；如果由于未遵守用户手册而造成损坏；或未经TensCare有限公司授权进行产品维修。

我们的商品附有担保，根据英国消费者法，这些担保不能被排除在外。如果货物质量不合格，您有权要求修理或更换。

在您将设备送去维修之前，请务必阅读用户手册并遵循所有说明。

如果在保修期内需要维修，请退还设备，并提供以下详细信息：

姓名：

地址：

电话：

电子邮件：

购买日期：

购买凭证：

退货应发送到以下地址：

TensCare有限公司

萨里埃普索姆布莱尼姆路9号KT19 9BE, 英国。

欲了解更多信息，请致电+44 (0) 1372 723 434。



## 11. 操作、储存和运输条件

正常工作条件

环境温度: +5°C至+40°C。

相对湿度: ≤80%。

大气压力: 86kPa~106kPa

运输和储存条件

环境温度范围: -20°C至+55°C

相对湿度范围: ≤93%

大气压力范围: 50 kPa-106 kPa

## 12. 废弃处置


请严格按照市有关环保规定进行处理, 否则可能造成环境污染。

内置锂电池含有可能污染环境的物质, 应在处理产品之前将其清除。

在拆卸产品和拆卸锂电池之前, 一定要关闭或断开电源。

要拆卸锂电池, 请按如下所示进行操作, 并按1-5的顺序拆卸产品。

锂电池应在政府监管的地点或回收中心进行安全处理。



## 13. Technical Specification

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品名    | Oko眼部按摩仪                                                                                       |
| 充电电压  | 5V  1000mA    |
| 电池额定值 | 3.7V  1450mAh |
| 电池寿命  | 3年或2500次充电循环                                                                                   |
| 输入功率  | 5W                                                                                             |
| 包装尺寸  | 185x149x87mm                                                                                   |
| 净重    | 326克                                                                                           |



**Shenzhen Pango Medical Electronics Co., LTD.**

No.25 Fenghuang Road, Xikeng Yicun Industrial Zone, Henggang Street,  
Longgang District, Shenzhen, China





*Distributed by:*

**TensCare Ltd**

9 Blenheim Road, Epsom,

Surrey, KT19 9BE, U.K.

+44 (0) 1372 723434

I-OKO-ML [UK,ES,FR,DE,IT,CN] Rev 1.0 04/23

